

SDY11

NTCR SDY I I

NITROCARE MOTORLU HASTA MUAYENE MASASI

NITROCARE PATIENT MOTORIZED EXAMINATION COUCH



SDY 11

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ameliyat sonrası ve sürekli yatmak zorunda olan hastaların hareketini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
- Hastayı ayağa kaldırabilecek şekilde dik konuma getirebilme özelliğine sahiptir.
- Baş kısmı amortisör yardımıyla hareket edebilmektedir.
- Dik konumdayken yüksekliği ayarlanabilir yemek tablası mevcuttur.
- Kemerler istenilen noktada sabitlenebilir.
- Motor yardımıyla yükseklilik ayarı yapılabilmektedir.

SDY 11

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Designed for the movement easiness of the post-surgical and sick-bed patients
- Vertical position speciality for raising the patient
- Movable headrest with the help of damper mechanism
- Height adjustable dining table in vertical position
- Fixable belts
- Height adjustment with the help of electronic motor