

# JMM 02

## JMM 02 NITROCARE JİNEKOLOJİ VE DOĞUM MASASI NITROCARE GYNAECOLOGICAL PATIENT BED / DELIVERY BED

NITROCARE

DMO KODU 355.685.085

### TEKNİK ÖZELLİKLER

#### JMM 02

JMM 02 jinekoloji yatağı muayene üroloji operasyon ve hastanın operasyon sonrası dinlenebileceği konforlu üretilmiştir. Sırt ve yükseklik hareketlerini motor yardımı ile yapabilmektedir. Oturma ve yatma yüzeyi Compact malzemeden imal. Manuel kontrollü CPR. Manuel Trendelenburg. Uluslararası standartlara sahip yan korkuluk koruması. 360 dönebilen merkezi kilitli tekerler (125mm) Yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilen ayak destekleri. Paslanmaz çelik leğen. Polüüretan malzemeden imal kilitlenebilen yan korkuluklar ve çıkarılabilen karyola başlıkları. Plastik koruyucu çarpma tamponları. İdrar torbası askılığı. Kemer Kancası. Aksesuar Yuvaları. Yüksekliği ayarlanabilen serum askısı. Elektrostatik toz boyası. 32 dansiteli şilte.

### TEKNİK SPECIFICATIONS

#### JMM 02

Excellent use for examinations, urological and simple operations and post-operations. Backrest and height adjustments by motors. HPL Compact lying platform. Mechanical CPR. Mechanical Trendelenburg. Side rails protection for patients as per international standards. 125 mm Castors with central brake system. Height and position adjustable leg stirrups. Stainless steel, removable basin. Lockable side rails and detachable heading produced from PU ABS. Plastic protection bumpers. Urine bag hanger. Belt hooks. Accessorie slots. Height adjustable IV Stand. Electrostatic powder coated mental frame and components. 32 density mattress.



Aç Ölçer  
Protractor



Çarpma Koruyucu  
Tamponlar  
Plastic Protection  
Bumpers



Paslanmaz Ank  
Toplama Küveti  
Stainless Steel,  
Removable Basin



Merkezi Fren Sistemi  
Central Brake System

