

JMM 01

NİTROCORE İKİ MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI

NITROCARE TWO MOTORS GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

NITROCARE



Ürün Görselleri Seçilen Aksesuar ve Opsiyonlara göre Farklılıklar Gösterebilir.
Product Images May Vary According to Selected Accessories and Options.




Paslanmaz Atık Toplama Küveti
Stainless Steel, Removable Basin



Ayarlanabilir Baldır Destek Aparatı
Adjustable Leg Stirrups

Kağıt Havlu Aparatı
Paper Towel Kit



- 1-) El Kumandası
- 2-) 360 Derece Dönebilen Tekerler
- 3-) Merkezi Fren Sistemi
- 4-) Ayarlanabilir Baldır Destek Aparatı
- 5-) Trendelenburg Mandalı
- 6-) Paslanmaz Atık Küveti
- 7-) Havluluk

- 1-) Hand Control Unit
- 2-) 360° Movable Castors
- 3-) Central Brake System
- 4-) Adjustable Leg Support
- 5-) Mechanical Trendelenburg
- 6-) Stainless Steel Removable Basin
- 7-) Towel Rack

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sırt ve Yükseklik, Hareketlerini Motor Yardımı ile Yapabilmektedir

Jinekoloji, Muayene, Üroloji ve Ufak Cerrahi Operasyonlar için Tasarlanmıştır

Poliüretan Sünger Üzeri Suni Deri Kaplamalı Oturma ve Yatma Yüzeyi Mevcuttur

Hastanın Tutabilmesi için metal üzeri Poliüretan kaplamalı kollar

Amortisörlü Mekanik Mekanizma ile Trendelenburg Hareketi

İntegral Malzemeden İmal, Ayarlanabilir Ayak / Baldır Destek Aparatı

El Kumandası

360 Derece dönebilen merkezi kilitleli tekerler mevcuttur.

Antistatik Teker Mevcuttur.

Teleskobik Raylı Gizlenebilir Paslanmaz Atık Küveti

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Headrest And Height Adjustment With Electronic Motors

Designed for Gynecology, Examination, Urology and Small Surgical Operations.

Seating and Lying Surfaces Covered with Artificial Leather on Polyurethane Foam.

Polyurethane coated metal arms for patient holding.

Mechanical Trendelenburg With Help Of The Shock Absorber

Made Of Integral Adjustable Leg Support

Hand Control Unit

360° Movable Castors With Central Brake Systems (125 Mm)

1 Antistatic Castor

Stainless Steel Removable Basin

