

JMM 02

JMM 02 NITROCARE JİNEKOLOJİ VE DOĞUM MASASI NITROCARE GYNAECOLOGICAL PATIENT BED / DELIVERY BED

NITROCARE

DMO KODU 355.685.085

JMM 02

JMM 02 jinekoloji ya da muayene üroloji operasyon ve hastam operasyon sonrası bakım için kullanılmaktadır. Sırt ve yüksekliği, kesilebilir motor yardımı ile ayarlanabilir.

Özürme ve yama yüzeyi Compact malzemeden imal.

Manuel kontrolü CPR

Manuel Trendelenburg

Uluslararası standartlara sahip yan korkuluk koruması.

360 dönümlen merkezi kilitli tekerler (125mm)

Yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilen ayak destekleri

Padlanmaz çelik legan

Poliüretan malzemeden imal kilitlenebilen yan korkuluklar ve çıkarılabilen karyas başlıklar.

Plastik koruyucu çarpma tamponları

İdrar torbası asallığı

Kemer Kinesisi

Aksesuar Yuvaları

Yüksaklı ayarlanabilir serum askarı

Elektrostatik

Özürme mat

32 denetimli şilte

JMM 02

Excellent use for examinations, urological and simple operations and post-operative care.

Backrest and height adjustments by motors

HPL Compact lying platform

Mechanical CPR

Mechanical Trendelenburg

Side rails protection for patients as per international standards

125 mm Castors with central brake system

Adjustable leg supports

Stainless steel, removable basin

Lockable side rails and detachable heading

Produced from PU ABS

Plastic protection bumpers

Urine bag hanger

Belt hooks

Accessory slots

Height adjustable IV Stand

Electrostatic powder coated metal frame and components

32 density mattress

TEKNİK ÖZELLİKLER

Manuel kontrolü CPR
Manuel Trendelenburg
Uluslararası standartlara sahip yan korkuluk koruması.
360 dönümlen merkezi kilitli tekerler (125mm)
Yüksekliği ve pozisyonu ayarlanabilen ayak destekleri
Padlanmaz çelik legan
Poliüretan malzemeden imal kilitlenebilen yan korkuluklar ve çıkarılabilen karyas başlıklar.
Plastik koruyucu çarpma tamponları
İdrar torbası asallığı
Kemer Kinesisi
Aksesuar Yuvaları
Yüksaklı ayarlanabilir serum askarı
Elektrostatik
Özürme mat
32 denetimli şilte



Aç Oğak
Pronator




Çarpma Koruyucu
Tamponlar
Plastic Protection
Bumpers



Padlanmaz Alık
Toplamsız Kireti
Stainless Steel,
Removable Basin



Merkezi Frez Sistemi
Central Brake System



SİT HABİTİ

YÜKSÜK

TEB TRENDLENBURG

TRENDLENBURG

759-159