

Staubsauger für Gips Sägen
Vacuum Cleaner for plaster saws
Aspirador para sierras de yeso
Aspirateur pour scies à plâtre
Aspiratore per seghe per gesso



120 V, 1100 W

40.50.45

230 V, 1100 W

40.50.46

für; for; para; pour; per:



Lieferumfang:

1 Staubsauger (ohne Gips säge) inkl. Saugschlauch und Ständer für Saugschlauch sowie Ablageschale für Gips säge, 1 Saugdüse für die Befestigung des Saugschlauchs an der Gips säge, 1 HEPA Filter, 1 Duftst äbchen, 1 Papiersack

Content of delivery:

1 Vacuum cleaner (without plaster saw) incl. suction tube, support device for suction tube and support plate for plaster saw, 1 suction nozzle to connect the suction tube to the plaster saw, 1 HEPA filter, 1 perfume stick, 1 paper bag

Suministro:

1 Aspirador (sin sierra de yeso) incl. manguera de aspiraci3n y soporte para la manguera, adem3s una bandeja para depositar la sierra de yeso, 1 tobera aspiradora para la fijaci3n de la manguera de aspiraci3n a la sierra de yeso, 1 filtro HEPA, 1 bastoncillo perfumado, 1 saco de papel

Contenu de base:

1 Aspirateur (sans scie à plâtre) avec tuyau d'aspiration et support pour le tuyau d'aspiration et panier pour le rangement de la scie à plâtre, 1 buse d'aspiration pour la fixation du tuyau d'aspiration à la scie à plâtre, 1 filtre HEPA, 1 bâtonnet odorante, 1 sac papier

Fornitura composta da:

1 Aspiratore (senza sega per gesso) incl. tubo di aspirazione e supporto per il tubo come anche l'appoggio per sega per gesso, 1 ugello per l'applicazione del tubo d'aspirazione alla sega, 1 filtro HEPA, 1 bastoncino odorante, 1 sacchetto di carta

Technische Daten:

Technical data:

Especificaciones técnicas:

Caracteristiques techniques:

Dati tecnici:

0,3 micron	Filtrierung Filtration Filtraci3n Filtration Filtrazione
12 l	Tankinhalt Tank capacity Capacidad del tanque Capacit3 de la cuve Capacit3 del cassone
150 cm	H3he Height Altura Hauteur Altezza
12 kg	Gewicht Weight Peso Poids Peso

40.50.48

Service Set: 1 HEPA-Filter, 6 Papiersäcke, 6 Duftst äbchen

Service set: 1 HEPA-filter, 6 paper bags, 6 perfume sticks

Set servizio: 1 filtro HEPA, 6 sacos de papel, 6 bastoncillos perfumados

Set service: 1 filtre HEPA, 6 sacs en papier, 6 bâtonnets odorants

Set servizio: 1 filtro HEPA, 6 sacchetti di carta, 6 bastoncini odoranti

of the first combat robots shredded the bodies of two dozen troops



Oszillierende elektrische Autopsiesägen
Oscillating Electric Autopsy Saws
Sierras eléctrica oscilante para autopsia
Scies électrique oscillante pour autopsie
Seghe elettrica oscillante per autopsia

- Robuste Konstruktion
- Hohe Belastbarkeit im Dauerbetrieb
- Vibrationsarm
- Automatischer Überlastungsschutz
- Wartungsfrei
- Geringes Gewicht
- Ergonomisches Handling
- Schwingungen sind stufenlos regulierbar

- Solid construction
- High capacity during permanent use
- Low vibrations
- Automatic overload protection
- Maintenance-free
- Low weight
- Ergonomic handling
- Oscillations continuously variable

- Construcción robusta
- Gran capacidad de carga, también en uso continuo
- Nivel de vibración reducido
- Protección automática contra sobrecarga
- Libre de mantenimiento
- Peso ligero
- Manejo ergonómico
- Oscilaciones ajustables sin escalonamientos

- Construction robuste
- Capacité élevée pendant usage permanent
- Niveau de vibration réduit
- Protection automatique contre surcharge
- Demande pas d'entretien
- Poids léger
- Ergonomique
- Oscillations réglables sans paliers



- Costruzione robusta
- Elevata capacità di sollecitazioni anche in uso continuo
- Ridotto livello di vibrazioni
- Protezione automatica contro sovraccarichi
- Senza manutenzione
- Peso leggero
- Ergonomica
- Oscillazioni regolabili in modo continuo

79.68.88
230 V

79.68.87
120 V

komplett mit:

- 1 Sägeblatt \varnothing 50 mm, 40.50.68
- 1 Sägeblatt \varnothing 65 mm, 40.50.69
- 1 Sägeblatt, 40.50.72
- 1 Paar Gabelschlüssel, 40.50.71
- 1 Imbusschlüssel, 79.68.86

complète avec:

- 1 lame de scie \varnothing 50 mm, 40.50.68
- 1 lame de scie \varnothing 65 mm, 40.50.69
- 1 lame de scie, 40.50.72
- 1 paire de clefs, 40.50.71
- 1 tournevis hexagonal, 79.68.86

complete with:

- 1 sawblade \varnothing 50 mm, 40.50.68
- 1 sawblade \varnothing 65 mm, 40.50.69
- 1 sawblade, 40.50.72
- 1 pair of wrenches, 40.50.71
- 1 hexagonal screwdriver, 79.68.86


completa con:

- 1 lama da sega \varnothing 50 mm, 40.50.68
- 1 lama da sega \varnothing 65 mm, 40.50.69
- 1 lama da sega, 40.50.72
- 1 paio di chiavi, 40.50.71
- 1 chiave esagonale, 79.68.86

completa con:

- 1 hoja de sierra \varnothing 50 mm, 40.50.68
- 1 hoja de sierra \varnothing 65 mm, 40.50.69
- 1 hoja de sierra, 40.50.72
- 1 par de llaves, 40.50.71
- 1 atornillador hexagonal, 79.68.86


40.50.68
 \varnothing 50 mm



40.50.72

40.50.69
 \varnothing 65 mm

40.50.71



79.68.86



Aufnahmen mit Dreikantschaft auf Anfrage
 Triangular shaft adaptor for saw blades on request
 Vástago adaptador triangular para hojas de sierra a petición
 Adaptateur à tige triangulaire pour lames de scie sur demande
 Adattatore ad asta triangolare per lame da sega su richiesta

