

DW-BP3A Textilene Soft Stretcher 软担架(特斯林)

DW-BP3B PVC Soft Stretcher 软担架(PVC牛津布)

DW-BP3C PVC Soft Stretcher 软担架(PVC牛津布)

DW-BP3D Textilene Soft Stretcher 软担架(特斯林)


Model型号	Product Size 展开尺寸 (L x W x H)	Foldaway 折叠尺寸 (L x W x H)	Net weight 自重	Load Limit 承重	Packing 纸箱包装		
					Quantity 数量	Size 尺寸(L x W x H)	G.W.毛重
DW-BP3A	180 x 55 x 1cm	-	1.5kg	160kg	1	30 x 30 x 5cm	2kg
DW-BP3B	178 x 72 x 1cm	-	2.5kg	160kg	1	26 x 26 x 8cm	3kg
DW-BP3C	120 x 60 x 1cm	-	1kg	160kg	1	30 x 30 x 2cm	1.5kg
DW-BP3D	120 x 60 x 1cm	-	1kg	160kg	1	30 x 30 x 2cm	1.5kg

DW-BP4A PE Basket Stretcher 篮式担架(PE)

Technical features:

- The stretcher is made with an eye on a very wide range of special emergency situations, such as in the mountains, air and at sea. It is sturdy and flexible to use, it's quick reliable fittings enable first-aid person to operate it rapidly and safely. With its special sling equipment, the stretcher is ideal for lifting and transport by helicopter. It has an adjustable feet-securing mechanism, four safety belts and a mattress. All the materials used are non-toxic, non-polluting, fire-proof, wear-resistant and anti-corrosion.

技术特点:

- 此篮式担架的构造着眼于急救的特殊性，如崎岖的山区、空中或海上救援。框架坚固耐用，简便可靠的装置让操作人员能够快速采取急救措施。悬钩能与飞机上挂钩连接，实现野外救援。担架配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。材质采用无毒无污染释放的PE材料，具有防火和耐磨损和防侵蚀的功能。


DW-BP4B PE Basket Stretcher 篮式担架(PE)

Technical features:

- The stretcher is made with an eye on a very wide range of special emergency situations, such as in the mountains, air and at sea. It is sturdy and flexible to use, it's quick reliable fittings enable first-aid person to operate it rapidly and safely. With its special sling equipment, the stretcher is ideal for lifting and transport by helicopter. It has an adjustable feet-securing mechanism, four safety belts and a mattress. All the materials used are non-toxic, non-polluting, fire-proof, wear-resistant and anti-corrosion. You can split it into two parts, easy to carrying and storage.

技术特点:

- 此篮式担架的构造着眼于急救的特殊性，如崎岖的山区、空中或海上救援。框架坚固耐用，简便可靠的装置让操作人员能够快速采取急救措施。悬钩能与飞机上挂钩连接，实现野外救援。担架配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。材质采用无毒无污染释放的PE材料，具有防火和耐磨损和防侵蚀的功能。另外，可将它拆分成两个部分从而便于携带。



Model型号	Product Size 展开尺寸 (L x W x H)	Foldaway 折叠尺寸 (L x W x H)	Net weight 自重	Load Limit 承重	Packing 纸箱包装		
					Quantity 数量	Size 尺寸(L x W x H)	G.W.毛重
DW-BP4A	218 x 62 x 18cm	-	18kg	280kg	1	222 x 67 x 23cm	21kg
DW-BP4B	218 x 64 x 18cm	123 x 64 x 22cm	21kg	280kg	1	135 x 66 x 31cm	25kg